



Sparen Sie Zeit mit dem Packservice für YMC-Glassäulen!

Fehlt Ihnen die Zeit zum Packen Ihrer Säule?
Oder suchen Sie ein Ready-to-Use-Produkt?

Die Lösung: gepackte Glassäulen von YMC!

Sie können auf folgende Services zurückgreifen:

Packen von Glassäulen für Ihre IEX-, AC-, SEC-, HIC- und RP-Anwendungen

- Innendurchmesser 5–80 mm
- Länge bis zu 1.000 mm
- Maßanfertigungen möglich

Packen einer neuen Säule oder Refill Ihrer Säule

Gerne können Sie eine neue Säule bereits gepackt erhalten.

Oder möchten Sie Ihre vorhandene YMC-Glassäule neu packen lassen? Mit dem Refill können Sie außerdem auch die Wartung Ihrer Glassäule kombinieren. So können Bauteile wie Fritten oder O-Ringe vor der Neubefüllung einfach ausgetauscht werden.

Packen von stationären Phasen von YMC und von anderen Herstellern

Ihre Methode ist an eine bestimmte stationäre Phase gebunden? Gerne packen wir Ihre Glassäule passend für Ihre Anwendung mit der Phase Ihrer Wahl. Falls die stationäre Phase nicht von YMC kommt, bitten wir Sie, diese zum Packen bereitzustellen.

Und so geht es:



Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte:

Dr. Mathias Hehn
Head of Laboratories
Tel: +49 (0)2064 427-283
Fax: +49 (0)2064 427-222
E-Mail: hehn@ymc.de